

Prélèvement de selles pour recherche de sang occulte

ETAPE 01

Contenu du kit de prélèvement

Le kit de recherche de sang occulte dans les selles vous sera remis par votre médecin ou directement au laboratoire avec les explications y relatives.

Enveloppe préaffranchie.

Sachet plastique contenant :

- Tube de prélèvement à bouchon vert.
- Papier de collecte à déposer sur la lunette des toilettes ainsi que son mode d'emploi.

ETAPE 02

Prélèvement



1. Inscrire sur le tube de prélèvement :
[N] Nom et prénom | **[A]** Date de naissance | **[D]** Date du prélèvement.
2. Placer le papier de collecte sur la lunette selon le mode d'emploi.
Déposer les selles sur le papier.
3. Ouvrir le tube de prélèvement en tournant et tirant légèrement le capuchon vert lié au bâtonnet de test.
4. Collecter un échantillon en grattant la surface des selles avec l'embout du bâtonnet.
5. La partie rainurée doit être complètement remplie de selles.
Ne pas trop remplir !
6. Insérer le bâtonnet dans le tube et fermer en appuyant sur le capuchon jusqu'au « clic ». Ne pas répéter le prélèvement.

ETAPE 03

Envoi



1. Insérer le tube à bouchon vert dans le sachet plastique prévu à cet effet.
2. Insérer le sachet préalablement refermé dans l'enveloppe préaffranchie et y joindre la feuille de demande d'analyses remis par votre médecin.